


So tragen Sie Ihre FFP2-Maske richtig!

Hände vor dem Aufsetzen der Maske gründlich mit Wasser und Seife waschen oder desinfizieren.



Maske öffnen und Nasenbügel flachdrücken.

So lässt sich der Nasenbügel anschließend besser anpassen und die Maske sitzt dichter.

Maske zuerst am Kinn ansetzen, dann über die Nase klappen.



Nasenbügel anpassen, bis die Maske dicht sitzt.

Die Maske sitzt dicht, wenn sie sich beim Einatmen nach innen wölbt.

Maske nur an den Bändern abnehmen.

Außenseite der Maske möglichst selten berühren.



Hände nach dem Absetzen der Maske gründlich mit Wasser und Seife waschen oder desinfizieren.


AUVA-Tipp zum Wiederverwenden von FFP2-Masken ohne Ventil bei Maskenknappheit:

7 Masken im Wechsel tragen, eine pro Wochentag. Jede getragene Maske bis zum nächsten Einsatz bei Raumtemperatur hängend trocknen. Nur die eigenen Masken wiederverwenden (mit Name und Wochentag beschriften). Alle 7 Masken nach 1 Monat entsorgen und gegen neue tauschen.

WICHTIG! Tipp gilt nur für FFP2-Masken, die zum allgemeinen Infektionsschutz während einer Pandemie dienen. Fast alle FFP2-Masken, die als persönliche Schutzausrüstung gegen (gesundheitsgefährdende) Arbeitsstoffe dienen, dürfen nicht wiederverwendet werden!

So tragen Sie Ihre FFP2-Maske richtig!

Hände vor dem Aufsetzen der Maske gründlich mit Wasser und Seife waschen oder desinfizieren.



Maske öffnen und Nasenbügel flachdrücken.

So lässt sich der Nasenbügel anschließend besser anpassen und die Maske sitzt dichter.

Maske zuerst am Kinn ansetzen, dann über die Nase klappen.



Nasenbügel anpassen, bis die Maske dicht sitzt.

Die Maske sitzt dicht, wenn sie sich beim Einatmen nach innen wölbt.

Maske nur an den Bändern abnehmen.

Außenseite der Maske möglichst selten berühren.



Hände nach dem Absetzen der Maske gründlich mit Wasser und Seife waschen oder desinfizieren.

AUVA-Tipp zum Wiederverwenden von FFP2-Masken ohne Ventil bei Maskenknappheit:

7 Masken im Wechsel tragen, eine pro Wochentag. Jede getragene Maske bis zum nächsten Einsatz bei Raumtemperatur hängend trocknen. Nur die eigenen Masken wiederverwenden (mit Name und Wochentag beschriften). Alle 7 Masken nach 1 Monat entsorgen und gegen neue tauschen.

WICHTIG! Tipp gilt nur für FFP2-Masken, die zum allgemeinen Infektionsschutz während einer Pandemie dienen. Fast alle FFP2-Masken, die als persönliche Schutzausrüstung gegen (gesundheitsgefährdende) Arbeitsstoffe dienen, dürfen nicht wiederverwendet werden!